



*** DOMAINE D'APPLICATION :**

- Secteur(s) d'activité(s) concerné(s) : Centre de prélèvement – Services de soin.....
- Personne(s) concernée(s) : Préleveurs

Test au glucagon

Exploration de l'insulino-sécrétion pancréatique par le dosage :

de la **Glycémie** : 1 tube fluoré gris / temps
du **Peptide C** : 1 tube sec gélosé / temps

éventuellement de l'Insuline : 1 tube EDTA violet (dans la glace) / temps

Exploration de la fonction somatotrope par dosage :

de la **GH (hormone de croissance)** : 1 tube sec gélosé / temps
de l'**IGF1 (somatomédine)** au temps de base T0 (sur le même tube que la GH)

- Indiquer les temps sur les prélèvements

- **Sujet à jeun depuis 12 h et au repos depuis 30 mn**

- T0 : prélèvement de base

- Injection IM de 1 mg de glucagon :

Glucagen ND (flacon à 1 mg)

- Prélèvement sanguin à T6 mn pour l'exploration de l'insulino-sécrétion

- Poursuivre les prélèvements à T30, T60, T90, T120, T150 mn pour l'exploration de l'hormone de croissance.