



**\* DOMAINE D'APPLICATION :**

- Secteur(s) d'activité(s) concerné(s) : Centre de prélèvement – Services de soin.....
- Personne(s) concernée(s) : Préleveurs .....

**Test a la TRH**

Explore la fonction thyroïdienne par dosage de :

La **TSH** et/ou la **Prolactine**

ainsi que la fonction somatotrope par dosage de :

La **GH (hormone de croissance)**

1 seul tube sec gélosé / temps sert au dosage des 3 paramètres

- Indiquer le temps de prélèvement sur chacun des tubes correspondants
- Sujet **à jeun** (n'ayant absorbé ni café ni thé) depuis 12 H et au repos depuis 30 mn
- **T0** : prélèvement sanguin de base  
on peut réaliser 2 prélèvements de base à T-15 et T0 mn
- Injection en IV lente d'une ampoule de TRH  
TRH-Ferring ND (1 ampoule de 1 ml à 200 µg)  
Pour les enfants : injecter 1µg /Kg de poids corporel
- Prélèvements sanguins à T15, T30, T60, T90 et T120 mn