

FICHE DE BON USAGE DES EXAMENS DE BIOLOGIE

Recherche d'un anticoagulant circulant de type lupique (ACC)

Version Mai 2019

- La recherche d'un anticoagulant circulant de type lupique est réalisable :
 1. Chez les patients sans traitement anticoagulant
 2. Chez les patients avec traitement anticoagulant :
 - AVK si INR \leq 3
 - HBPM/HNF si le temps de thrombine est normal (réalisé systématiquement au laboratoire)
- La recherche d'un anticoagulant circulant de type lupique n'est pas réalisable chez les patients traités par anticoagulants oraux directs.

Pour mémoire :

- **1 tube citraté** doit être prélevé pour les analyses de routine (TP, INR, TCA, Fibrinogène)
- **2 tubes citratés** doivent être prélevés pour la recherche de l'anticoagulant circulant de type lupique

Remarque :

les renseignements cliniques et thérapeutiques doivent être obligatoirement renseignés.

Références :

- *Recent guidelines and recommendations for laboratory detection of lupus anticoagulants, Gary W. Moore, Semin. Thromb. Hemost. 2014.*