



*** DOMAINE D'APPLICATION :**

- Secteur(s) d'activité(s) concerné(s) : Centre de prélèvement – Services de soin.....
- Personne(s) concernée(s) : Préleveurs

Test au LH - RH

Explore la fonction gonadotrope par dosage des :

FSH et **LH** : 1 tube sec gélosé jaune / temps

- Indiquer les temps de prélèvement sur les tubes correspondants
- Sujet **à jeun** depuis 12H et au repos depuis 30mn
- **Temps 0** : Prélèvement sanguin de base (entre 8H et 10H, le matin)

On peut pratiquer 2 prélèvements de base à T-15 et T0 mn

- Injection (à l'autre bras) en I.V. lente de la dose de LH-RH :
Stimu-LH 50 ND : 1 ampoule de 1 ml à 50 µg
- Pratiquer 1 prélèvement sanguin à **T15, T30, T60 et T90 mn** (éventuellement à T120 et T180 mn) après l'injection