

	<i>Laboratoire</i>	Date d'application : <b>2015-05-20</b>
	MODE OPERATOIRE	
	<b>Test au Synacthène immédiat (ou ACTH)</b>	Version : <b>1</b>
	Thématique : <i>Activité Médico-Technique</i>	Page(s) : <b>1/1</b>
		Réf : <b>TEC-LABO-PRA-MO-045</b>

**\* CYCLE DOCUMENTAIRE :**

	Nom - Prénom	Date
Rédaction	RENESME Martine	
Vérification	BOGUILLON Raphael	2015-04-27
Approbation	RENESME Martine	2015-05-05

**\* DOMAINE D'APPLICATION :**

- Secteur(s) d'activité(s) concerné(s) : Centre de prélèvement – Services de soin.....
- Personne(s) concernée(s) : Préleveurs .....

**Test au synacthène immédiat (ou ACTH)**

Etudie la capacité sécrétoire de la corticosurrénale par dosage du :

**Cortisol** : 1 tube sec gélosé jaune / temps

et dosages éventuellement des :

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 OH Progestérone</li> <li>- 17 OH Pregnenolone</li> <li>- D.H.A.</li> <li>- 21 Desoxycortisol</li> <li>- 11 Desoxycortisol</li> </ul> | } | <p>1 tube sec gélosé jaune / temps<br/>(prévoir 2ml de sérum /paramètre)</p> |
|--|---|--|

- Indiquer les temps de prélèvement sur les tubes correspondants.
- Sujet **à jeun** depuis 12H et au repos depuis 30 mn (stress).
- **Temps 0 à 8 H** : Prélèvement sanguin de base.
- Injection en I.M. de synacthène immédiat ND : 1 ampoule à 0,25 mg.
- Prélèvements sanguins à T30mn et éventuellement à T60 mn après l'injection.